


Поликлональное Антитело Anti-Sec14L2 Для IHC-P, Elisa — 076054

Артикул: CM0020697



введение

Кроличье поликлональное антитело к SEC14L2 (TAP/SPF), валидированное для IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для изучения транспорта альфа-токоферола/сквалена, биосинтеза холестерина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC14L2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; SEC14-подобный белок 2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23541
Идентификатор гена	23541
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 1-275 человеческого SEC14L2 (NP_203740.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	076054
Молекулярная масса белка	36 кДа/44 кДа/46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом