


Антитела Кролика Против Sec14L2 (Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Артикул: CM0016027



введение

Поликлональные антитела кролика против SEC14L2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Взаимодействуют с SEC14L2 (46 кДа) человека, мыши и крысы — белком-переносчиком липидов/транскрипционным активатором, связанным с токоферолом и холестерином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC14L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23541
GeneID	23541
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-270 человеческого SEC14L2 (NP_001191133.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76054
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом