


Поликлональные Антитела Против Sec23A Для Wb, Elisa - Q15436

Артикул: CM0016749



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Sec23A, валидированные для WB и ELISA. Перекрестно реагируют с Sec23A мыши и крысы. Подходят для изучения транспорта везикул COPII и транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Sec23A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CLSD; hSec23A; Sec23A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10484
ID гена	10484
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого Sec23A (NP_006355.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15436
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом