


Кроличье Моноклональное Антитело Против Sec23A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15436

Артикул: CM0005761



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Sec23A, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Нацелено на человеческий Sec23A, перекрестно реагирует с мышинным. Идеально для исследований трафика COPII-везикул и транспорта из эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Sec23A
Примечания/Альтернативные названия	CLSD; hSec23A; Sec23A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10484
GeneID	10484
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого Sec23A (Q15436)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15436
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом