

Поликлональное Антитело Кролика Против Sec23B Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q15437

Артикул: CM0017260

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок Sec23B, компонент оболочки COPII, необходимый для транспорта из эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментном анализе (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса 86 кДа. Идеально для исследований секреции и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Sec23B (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	CW57; CDAII; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Вид	Человек
GenelD (Человек)	10483
GenelD	10483
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого белка Sec23B (NP_006354.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q15437
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом