

Поликлональные Антитела Против Sec23Ip Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Артикул: CM0015144

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SEC23IP (p125), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Подходят для работы с образцами человека, мыши и крысы; нацелены на белок, взаимодействующий с SEC23, который участвует в организации сайтов выхода из эндоплазматической сети и формировании везикул COPII.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC23IP кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Вид	Человек
ID гена (человек)	11196
ID гена	11196
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 600-940 человеческого SEC23IP (NP_009121.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6Y8
Молекулярная масса белка	111 кДа
Доставка	Холодильный пакет