


Моноклональное Антитело Против Sec24D Для Вб, Ифа - O94855

Артикул: CM0005948



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против SEC24D – белка оболочки везикул COPII, необходимого для транспорта из ЭПР в Гольджи. Валидировано для ВБ и ИФА у человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC24D кроличье моАт
Примечания/псевдонимы	CLCRP2; SEC24D
Вид	Человек
ID гена (человек)	9871
ID гена	9871
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SEC24D (NP_001304995.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94855
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Айс-пак