


## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Sec24D Для Wb, If/Icc, Elisa — O94855

Артикул: CM0020083



### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SEC24D, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения транспорта везикул COPII и отбора грузов для транспорта из ЭПР в аппарат Гольджи.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SEC24D Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Примечания/синоним        | CLCRP2; SEC24D                                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена        | 9871                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 830-1000 человеческого SEC24D (NP_001304995.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | O94855                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 113 кДа                                                                                                                                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                           |