

Антитело Кролика Моноклональное Anti-Sec61A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H9S3

Артикул: CM0003283

введение

Моноклональное кроличье антитело, направленное против человеческого Sec61A (Q9H9S3), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Необходимый инструмент для исследования трансляции белков через эндоплазматический ретикулум.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Sec61A кролика mAb
Примечания/Псевдоним	Sec61 alpha-2; SEC61A2; Sec61A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55176
GeneID	55176
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого Sec61A (Q9H9S3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9S3
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом