


Поликлональные Антитела Против Anti-Sec61A1 Для Wb, Elisa - P61619

Артикул: CM0017967



введение

Кроличьи pAb против SEC61A1, валидированные для WB и ELISA. Распознают человеческий SEC61A1, ключевой для транслокации белков в ЭПР и нефрогенеза, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SEC61A1
Примечания/Псевдонимы	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29927
GeneID	29927
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-420 человеческого SEC61A1 (NP_037468.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P61619
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом