


Кроличье Поликлональное Антитело Против Sec61A1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P61619

Артикул: CM0015765



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SEC61A1 (P61619), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Используется для изучения транслокации белков в ЭПР и кальциевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC61A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HNPFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Вид	Человек
ID гена	29927
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-420 человеческого SEC61A1 (NP_037468.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61619
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом