


Кроличья Поликлональная Антитела Против Sec61B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P60468

Артикул: CM0022067



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SEC61B, подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Обнаруживают SEC61B человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения транслокации белков в ЭПР и встраивания в мембрану, обеспечивая надежную работу для ваших исследований белкового транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SEC61B
Примечания/Альтернативные названия	SEC61B; бета-субъединица транслокона Sec61
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10952
ID гена	10952
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-96 человеческого SEC61B (NP_006799.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60468
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом