


Поликлональные Антитела Против Sec62 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99442

Артикул: CM0019660



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SEC62, валидированные для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют перекрестно с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований механизмов транслокации в ЭПР и белкового транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SEC62 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Вид	Человек
Идентификатор гена	7095
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-399 человеческого SEC62 (NP_003253.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99442
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом