


Антитело K Sec62 (Кролик, Моноклональное) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Артикул: CM0006896



введение

Моноклональное антитело к SEC62 (кролик), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Нацелено на белок транслокации SEC62 (~46 кDa), присутствующий у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта белков ЭПР. UniProt Q99442.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC62 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7095
ID гена	7095
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 214-314 человеческого SEC62 (NP_003253.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99442
Молекулярный вес белка	46 кDa
Доставка	Сумка-холодильник