

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sec63 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ugp8

Артикул: CM0019405

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SEC63 (ERdj2, DNAJC23), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Нацелено на компонент транслона мембраны ЭР для исследований внутриклеточного транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEC63 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11231
GeneID	11231
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 595-720 человеческого SEC63 (NP_009145.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UGP8
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом