


Кроличья Поликлональная Антитело К Secisbp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Артикул: CM0027654



введение

Кроличья поликлональное антитело к человеческому SECISBP2 (SBP2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Необходимо для исследований синтеза селенопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SECISBP2, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	SBP2; THMA1; SECISBP2
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	79048
ID гена	79048
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 585-854 человеческого SECISBP2 (NP_076982.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96T21
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодовая упаковка