


Кроличье Моноклональное Антитело Против Sel1L Для Вб, Игк-Параффин, Ифа — Q9Ubv2

Артикул: CM0005833



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому SEL1L, валидированное для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Направлено на изучение ERAD и сигнального пути Notch, идеально подходит для исследований поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEL1L кроличье мкАт
Примечания/алиасы	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
Вид	Человек
ID гена	6400
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 251-350 человеческого SEL1L (NP_005056.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-п, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBV2
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодильный пакет