


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Sel1L Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Артикул: CM0016338



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SEL1L для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований контроля качества в ЭПР и сигнального пути Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEL1L Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6400
Идентификатор гена	6400
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-190 человеческого SEL1L (NP_005056.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBV2
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом