


Поликлональные Антитела Против Sele Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16581

Артикул: CM0018918



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SELE (Е-селектина), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения адгезии лейкоцитов и биологии эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SELE Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
Вид	Человек
ID гена	6401
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-230 человеческого SELE (NP_000441.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16581
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Ледяной пакет