

Кроличья Поликлональная Антитело Против Selenbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13228

Артикул: CM0023294

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого SELENBP1 (метантиолоксидаза), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Полезно для исследований биологии селена, метаболизма метантиола и биомаркеров рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SELENBP1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Вид	Человек
ID гена	8991
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243-472 человеческого SELENBP1 (NP_003935.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13228
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент