

Поликлональные Антитела Против Selenop/Селенопротеина Р Для Wb, If/Icc, Elisa — P49908

Артикул: CM0019024

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SELENOP (селенопротеина Р), валидированные для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Кросс-реагируют с мышиными и крысиными образцами. Подходят для изучения транспорта селена и антиоксидантной защиты. Направлены на секретируемый гликопротеин с молекулярной массой 43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SELENOP кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	6414
ID гена	6414
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49908
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С холодоэлементом