

Кроличья Поликлональная Антитело К Sema3В Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13214

Артикул: CM0030357

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SEMA3B, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный семафорин-3В — секретируемый сигнал направления аксонов. Идеально подходит для исследований развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEMA3B кроличья pАнт
Примечания/Алиасы	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Вид	Человек
GeneID (человек)	7869
GeneID	7869
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 569–748 человеческого SEMA3B (NP_001005914.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13214
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом