

Поликлональные Антитела Против Sema3C Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

Артикул: CM0015556

введение

Кроличьи поликлональные антитела к SEMA3C, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный семафорин-3C, ключевой регулятор сердечно-сосудистого и нервного развития. Подходят для исследований в области развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEMA3C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SemE; SEMAE; SEMA3C
Вид	Человек
GeneID	10512
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-330 человеческого SEMA3C (NP_006370.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99985
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом