

Антитело K Sema4A (Семафорину-4А) Кроличье Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9H3S1 Артикул: CM0021093

введение

Поликлональное антитело к SEMA4A кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигналинга семафоринов в нейробиологии и исследованиях регуляции иммунитета, а также для разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SEMA4A кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64218
GeneID	64218
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320-580 белка SEMA4A человека (NP_071762.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H3S1
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом