

Поликлональные Антитела Против Sema4C Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9C0C4

Артикул: CM0025340



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого и мышиного SEMA4C (Семафорин-4C), валидированные для WB и ELISA. SEMA4C — это рецептор PLXNB2, участвующий в направленном росте аксонов и клеточной сигнализации. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEMA4C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54910
ID гена	54910
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности, содержащей аминокислоты 749-833 человеческого SEMA4C (NP_060259.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9C0C4
Молекулярная масса белка	93кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент