

## Анти-Sema4F Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - O95754

Артикул: CM0015065

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого SEMA4F, подходящее для Western blot, IHC-P и ELISA. Распознает ортологи мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейрогенеза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SEMA4F Кроличье pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| ID гена                   | 10505 (Человек)                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-420 человеческого SEMA4F (NP_004254.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | O95754                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 84кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |