


Поликлональное Антитело Anti-Sema7A Для Wb, Elisa - 075326

Артикул: CM0015960



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SEMA7A (семафорин-7A, CD108), валидированное для WB и ELISA. SEMA7A регулирует интегриновую сигнализацию, иммунные ответы и наведение аксонов. Идеально подходит для исследований воспаления и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SEMA7A
Примечания/синонимы	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8482
Идентификатор гена	8482
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-280 человеческого SEMA7A (NP_003603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	075326
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом