

Кроличье Моноклональное Антитело Против Семафорина 3А Для Вб, Ифа - Q14563

Артикул: CM0006483

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Семафору 3А (SEMA3A) для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает белок человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген из С-концевой области. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАТ против Семафорина 3А
Примечания/алиасы	NN16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	10371
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 582-771 человеческого Семафорина 3А (NP_006071.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14563
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодопак