

Кроличье Поликлональное Антитело К Анти-Семафору 3А Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14563

Артикул: CM0016808

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Семафорин 3А, для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований навигации конуса роста нейронов и развития обонятельной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Семафору 3А (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NN16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Семафорин 3А
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10371
ID гена	10371
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого Семафорина 3А (NP_006071.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14563
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом