


Кроличья Моноклональная Антитело К Семадфору 4D / Cd100 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q92854

Артикул: CM0003295



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Семадфорина 4D/CD100. Валидировано для применения в WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения иммунной регуляции, развития нейронов и передачи сигналов через семафорин-плексин в диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Семадфору 4D / CD100
Примечания/Синонимы	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMA; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10507
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 100–200 человеческого Семадфорина 4D / CD100 (NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Холодовая упаковка