


Кроличье Моноклональное Антитело Против Semaphorin-4D/Cd100 Для If/Icc, Fc, Elisa — Q92854

Артикул: CM0007583



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Semaphorin-4D/CD100. Валидировано для IF/ICC, FC, ELISA. Нацелено на рецептор клеточной поверхности массой 82/96 кДа, участвующий в нейрогенезе и иммунном ответе. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Semaphorin-4D/CD100
Примечания/синонимы	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Вид	Человек
GeneID (человек)	10507
GeneID	10507
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–734 человеческого Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярная масса белка	82 кДа/96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом