

Поликлональные Антитела Против Semg1 Для Wb, Elisa - P04279

Артикул: CM0020786



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого семеногелина-1 (SEMG1), подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с видом человек; иммуноген охватывает аминокислоты 312-462. Необходимы для исследований в области репродуктивной биологии и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEMG1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dJ172H20.2; семеногелин-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	6406
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 312-462 человеческого SEMG1 (NP_002998.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04279
Молекулярный вес белка	45kDa/52kDa
Доставка	Сумка со льдом