

Кроличья Поликлональная Антитело Против Semg1 Для Вб, Ифа - P04279

Артикул: CM0025373



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческой семеногелина-1 (SEMG1), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области репродуктивной биологии и анализа спермы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEMG1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	SGI; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6406
ID гена	6406
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-310 человеческого SEMG1 (NP_002998.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04279
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет