

Кроличье Поликлональное Антитело Против Semg2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02383

Артикул: CM0016381

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого семеногелина-2 (SEMG2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет человеческий и мышиный SEMG2. Идеально для исследований в области репродуктивной биологии и коагуляции семенной жидкости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье pAb против SEMG2
Примечания/Альтернативные названия	SGII; SEMG2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6407
ID гена	6407
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 383-582 человеческого SEMG2 (NP_002999.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q02383
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	В термосумке со льдом