


Кроличья Моноклональная Антитела Против Senp1 Для Wb, Elisa — Q9P0U3

Артикул: CM0007943



введение

Кроличья моноклональная антитела против SENP1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Направлена против человеческой сентрин-специфической протеазы 1 (SuPr-2, SENP1) — гидролазы пути SUMO с молекулярной массой 73 кДа, критически важной для деСУМОилирования белков. Подходит для изучения транскрипционной регуляции и метилирования РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SENp1 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	SuPr-2; SENP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29843
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 400-501 человеческого SENP1 (Q9P0U3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P0U3
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Хладоэлемент