


Кроличья Поликлональная Антитело Против Senp1 Для Вб, Игх-П, Ифа — Q9P0U3

Артикул: CM0014745



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой-сентринспецифической протеазы 1 (SEN1). Валидирована для ВБ, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения сумоилирования и исследований десумоилаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEN1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	SuPr-2; SEN1
Вид	Человек
GeneID	29843 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-420 человеческого SEN1 (NP_001254523.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0U3
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовой пакет