

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Sepn1 Для Wb, Elisa - Q9Nzv5

Артикул: CM0013548

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на SEP1 (селенопротеин N), для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований окислительного стресса, кальциевого гомеостаза и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEP1
Вид	Человек
Идентификатор гена	57190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-590 человеческого SEP1 (NP_065184.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NZV5
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом