


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Sepsecs Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Артикул: CM0028202



введение

Кроличыи поликлональные антитела к SEPSECS для WB, IF/ICC, ELISA; обнаруживают SEPSECS человека, мыши и крысы, синтазу селеноцистеина, необходимую для биосинтеза селенсодержащих белков, и известный аутоантиген при заболеваниях печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к SEPSECS
Примечания/Псевдонимы	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51091
GeneID	51091
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 222-501 человеческого SEPSECS (NP_058651.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HD40
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом