

Поликлональное Антитело Anti-Septin 11 Для Wb, Elisa — Q9Nva2

Артикул: CM0018488



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Septin-11, валидированное для WB и ELISA. Реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Предназначено для исследований цитоскелета, клеточного деления и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Septin 11
Примечания/синоним	SEPT11; Septin 11
Вид	Человек
GeneID (человек)	55752
GeneID	55752
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого Septin 11 (NP_060713.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NVA2
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом