

Кролиčky Поликлональные Антитела К Септину-11 (Anti-Septin 11) Для Wb, Elisa - Q9Nva2

Артикул: CM0014852



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к септину-11 человека (SEPT11). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цитоскелета и нейрональной цитоархитектоники.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к септину-11
Примечания/Синонимы	SEPT11; Септин 11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55752
GeneID	55752
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 септина-11 человека (NP_060713.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NVA2
Молекулярная масса	49 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет