

Поликлональные Антитела Против Septin 2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Артикул: CM0026146



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Septin 2 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с Septin-2 человека и мыши. Рекомбинантный белковый антиген. Идеально подходят для исследований деления клеток и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Septin 2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4735
GeneID	4735
Антиген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 112-361 человеческого Septin 2 (NP_004395.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15019
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом