

Кроличыи Поликлональные Антитела К Септину-3 Для Вб, Иф/Ицк, Ифа — Q9Uh03

Артикул: CM0021226



введение

Кроличыи поликлональные антитела к Септину-3 (41 кДа) валидированы для ВБ, ИФ/ИЦК, ИФА у человека, мыши и крысы. Направлены на нейронспецифический сепин-3 — мозг-специфическую цитоскелетную ГТФазу, участвующую в цитокинезе. Идеально подходят для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Septin 3 кроличыи пАб
Примечания/Альтернативные названия	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
Вид	Человек
GeneID	55964
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 179-358 человеческого Септина-3 (NP_663786.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UH03
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом