


Кроличья Поликлональная Антитела Против Септина 4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O43236

Артикул: CM0016864



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Септина 4 (SWISS: O43236), подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Обнаруживают цитоскелетную GTPазу, участвующую в апоптозе и сперматогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Септина 4 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
Вид	Человек
ID гена	5414
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43236
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом