


Поликлональное Антитело Против Септина 5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Артикул: CM0015574



введение

Кроличье поликлональное антитело к септину 5, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Выявляет септин 5 человека, мыши и крысы — образующую филаменты цитоскелетную ГТФазу, участвующую в цитокинезе и секреции тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к септину 5
Примечания/псевдонимы	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Септин 5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5413
GeneID	5413
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-369 септина 5 человека (NP_002679.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99719
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом