

Поликлональные Антитела Против Септина 7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Артикул: CM0026276



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Септина 7 (Q16181), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагируют с человеком, мышью и крысой. Иммуноген — рекомбинантный фрагмент аминокислот 307-436. Подходит для исследований цитоскелета, митоза и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Септин 7 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
Вид	Человек
ID гена (человек)	989
ID гена	989
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 307-436 человеческого Септина 7 (NP_001011553.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16181
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Хладоэлемент