

Поликлональные Антитела Против Септина 8 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Артикул: CM0018283



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Септина 8, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения динамики цитоскелета, везикулярного транспорта и путей, связанных с болезнью Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Septin 8 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	SEP2; SEPT8; Septin 8
Вид	Человек
ID гена (человек)	23176
ID гена	23176
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 348-427 человеческого Септина 8 (NP_001287728.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92599
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом