

Моноклональное Кроличье Антитело К Септину 8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q92599

Артикул: CM0003593



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело к септину 8, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с септином-8 человека, мыши и крысы — цитоскелетной ГТФазой, участвующей в секреции тромбоцитов и трафике VACE1. Идеально подходит для исследований в области болезни Альцгеймера и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к Septin 8
Примечания/Альтернативные названия	SEP2; SEPT8; Septin 8
Вид	Человек
ID гена (человек)	23176
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–100 септина 8 человека (NP_001287728.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92599
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С хладоэлементом