


Поликлональные Антитела Против Septin 9 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Артикул: CM0028823



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Septin-9. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с людьми, мышью и крысой. Подходят для исследований динамики цитоскелета, цитокинеза и микробной патогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к Septin 9
Примечания/алиасы	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
Вид	Человек
ID гена (человек)	10801
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-110 человеческого Septin 9 (NP_001106964.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHD8
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Холодильный пакет