

Моноклональное Антитело Anti-Serca1/Atp2A1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Ифа - O14983

Артикул: CM0003277

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SERCA1/ATP2A1 (O14983). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований кальциевого насоса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERCA1/ATP2A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	487
GeneID	487
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1001 человеческого SERCA1/ATP2A1 (O14983).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14983
Молекулярный вес белка	95 кДа/110 кДа
Доставка	В ледяном пакете