

Поликлональное Антитело Anti-Serca1/Atp2A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — O14983

Артикул: CM0012915

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против SERCA1/ATP2A1. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрёстно реагирует с белком мыши. Подходит для исследований транспорта кальция в скелетных мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело SERCA1/ATP2A1
Примечания/синонимы	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	487
GeneID	487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 901-1001 человеческого SERCA1/ATP2A1 (NP_775293.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	O14983
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом